



Schneller sicher entscheiden mit dem Triage System

Das Triage MeterPro bietet schnell und einfach diagnostische Daten in Laborqualität

- Quantitative Patientenergebnisse in nur 15-20 Minuten
- Umfangreiche Testpalette
- Einzel- und Multimarkerpanel
- Next Generation Troponin I mit Cut-off an der 99. Perzentile
- Einfaches Handling
- Einfache Anbindung an LIS/KIS und Praxissoftware
- Integrierter Drucker
- Interne Qualitätssicherung bei jeder Messung
- QK-Sperrfunktionen

Die kardialen Parameter sind auf Einzelpanel und in verschiedenen Kombinationen auf Multimarkerpanel erhältlich, z. B. auf dem Triage Profiler SOB™ (Shortness of Breath) Panel: **Troponin I, Myoglobin, CK-MB, BNP, D-Dimer.**

Triage-Ergebnisse unterstützen Diagnose, Prognose und Management bei kritischen Erkrankungen und Gesundheitszuständen wie

Brustschmerz und Dyspnoe

– akuter Myokardinfarkt	Next Generation Troponin I, Myoglobin, CK-MB, BNP, NT-proBNP
– Herzinsuffizienz	BNP, NT-proBNP
– Lungenembolie / thromboembolische Ereignisse	D-Dimer

Drogen-Nachweise (qualitativ)



Einfache Testdurchführung

1 Blutprobe mit beiliegender Pipette auf Panel auftragen.



2 Panel in das Triage MeterPro einführen.



3 Ergebnis vom Display ablesen und vom Messgerät ausdrucken.



	Ziffer	Betrag	Ziffer	1,0 fach	1,15 fach
Abrechnung als allgemeine Laboratoriumsuntersuchung					
Kardiale Parameter					
Troponin I	32150	11,25 €	4291	20,40 €	23,46 €
CK-MB	32092 ¹	(1,15 €)	3788	11,66 €	13,41 €
Myoglobin	32134 ¹	(3,00 €)	3756	11,66 €	13,41 €
BNP / NT-proBNP	32097 ²	19,40 €	4069 ³	29,15 €	33,52 €
D-Dimer quant.			3938	20,98 €	24,13 €
D-Dimer qual.	32117 ⁴	4,60 €			
Triage TOX Drug Screen Panel					
Amph./Metamph.	32140	3,05 €	4151	14,57 €	16,76 €
Barbiturate	32141	3,05 €	4153	14,57 €	16,76 €
Benzodiazepine	32142	3,05 €	4154	14,57 €	16,76 €
Cannabinoide	32143	3,05 €	4155	14,57 €	16,76 €
Kokain	32144	3,05 €	4158	14,57 €	16,76 €
Methadon	32145	3,05 €	4168	14,57 €	16,76 €
Opiate	32146	3,05 €	4172	14,57 €	16,76 €
Phencyclidin	32147	3,05 €	4182	14,57 €	16,76 €
Trizykl. Antidepr.			4182	14,57 €	16,76 €
Paracetamol			4152	14,57 €	16,76 €
Abrechnung als spezielle Laboratoriumsuntersuchung (früher O III)⁶					
D-Dimer quantitativ	32212 ⁵	17,80 €			
Drogen	32292 ^{5,6}	20,30 €			
Arzneimittel	32293 ^{5,6}	10,40 €			

Angaben unverbindlich

1 Nicht neben der Leistung nach Nr. 32150 berechnungsfähig.

2 Nur berechnungsfähig bei Erbringung und Qualitätssicherung in eigener Praxis oder bei Überweisung. Nicht berechnungsfähig bei Bezug der Analyse aus Laborgemeinschaften.

3 Hormonbestimmung mittels Ligandenassay – einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve. Bei z. B. nur Einfachbestimmung kann nur eine 2/3-Gebühr berechnet werden (2/3 von 43,72 € = 29,15 €). Untersuchungen mit ähnlichem methodischem Aufwand. Die untersuchten Parameter sind in der Rechnung anzugeben.

4 Qualitativer Nachweis; nicht neben Gebührenordnungsposition 32027 abrechenbar.

5 Die Berechnung der Gebührenordnungspositionen des Abschnitts 32.3 setzt eine Genehmigung der kassenärztlichen Vereinigung nach der Vereinbarung zu den Laboratoriumsuntersuchungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V voraus.

6 Qualitativer Nachweis einer oder mehrerer Substanzen unter Angabe der Substanzen oder Substanzgruppen.

Allgemeine Laboratoriumsuntersuchungen können laut EBM 32.2 im Gegensatz zu den Speziellen Laboratoriumsuntersuchungen (früher O III) von jedem Vertragsarzt ohne eine gesonderte Genehmigung der kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet werden.

Mitvertrieb:

Deutschland: Hitado GmbH | Dreihäuser 2 | 59519 Möhnese | Telefon: +49 (0) 2924 97 05 - 0 | Telefax: +49 (0) 2924 97 05 - 31 | info@hitado.de

www.hitado.de

Österreich: Sysmex Austria GmbH | Odoakergasse 34-36 | 1160 Wien | Telefon: +43 (0) 1486 16 31 | Telefax: +43 1486 16 31 - 25 | info@sysmex.at

www.sysmex.at

Schweiz: Sysmex Suisse AG | Tödistrasse 50 | 8810 Horgen | Telefon: +41 4471 83 83 - 8 | Telefax: +41 4471 83 83 - 9 | info@sysmex.ch

www.sysmex.ch

Hersteller:

Quidel Germany GmbH | Leibnizstr. 11 | 70806 Kornwestheim