

Produktsegmentierung im Bereich der niedergelassenen Fachärzte

# POCT-Systeme und Schnelltest- übersicht in der *in-vitro*-Diagnostik



# POCT-Systeme und Parameterübersicht

| Parameter                         | Gerätesystem | System UC-1000 | AFIAS-1 / 3 / 6 Analysesystem | Quidel Triage® MeterPro | OPTI® CCA-TS2 | Super GL compact | Super GL2 | FUJII DRI-CHEM NX600 | Piccolo Xpress® | Eurolyser CUBE-S | FUJII DRI-CHEM NX10 | Sofia 2 | SimplexTAS™ 101 | HemoCue® HbA1c 501 | HemoCue® Hb 801+ | Systeme pochH-100i / XQ-320 | VHC Vitamin-D Reader |
|-----------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------|----------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|
| Adalimumab                        |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| AFP Test                          |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Alb (Albumin)                     |              |                |                               |                         |               |                  |           | ●                    | ●               |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Albumin/Kreatinin-Quotient        |              | ●              |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| ALP (Alkalische Phosphatase)      |              |                |                               |                         |               |                  |           | ●                    | ●               |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| AMH                               |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Amphetamin / Methamphetamin       |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| AMY (Amylase)                     |              |                |                               |                         |               |                  |           | ●                    | ●               |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Anti-CCP Plus                     |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Barbiturate                       |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| BE* (Base excess)                 |              |                |                               |                         | ●             |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Benzodiazepine                    |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Bevacizumab                       |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| bhCG Plus                         |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| BIL (Bilirubin)                   |              | ●              |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Bilirubin, direkt (dBIL)          |              |                |                               |                         |               |                  |           | ●                    | ●               |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Bilirubin, gesamt (tBIL)          |              |                |                               |                         |               |                  |           | ●                    | ●               |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| BNP (Brain Natriuretic Peptide)   |              |                | ●                             | ●                       |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Ca <sup>++</sup> (Gesamt Kalzium) |              |                |                               |                         |               |                  |           | ●                    | ●               |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Cannabinoide                      |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Cardiac Triple                    |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| CEA Test                          |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| CHE (Cholinesterase)              |              |                |                               |                         |               |                  |           | ●                    |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Cholesterin                       |              |                |                               |                         |               |                  |           | ●                    | ●               |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Cholesterin, gesamt (tC / tCHO)   |              |                |                               |                         |               |                  |           | ●                    |                 |                  |                     |         | ●               |                    |                  |                             |                      |
| CK / CPK (Kreatinphosphokinase)   |              |                |                               |                         |               |                  |           | ●                    | ●               |                  |                     |         | ●               |                    |                  |                             |                      |
| CK-MB (Enzym)                     |              |                |                               |                         |               |                  |           | ●                    |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| CK-MB (Masse)                     |              |                | ●                             | ●                       |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| CK-MB Neo                         |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Cl <sup>-</sup> (Chlorid)         |              |                |                               |                         | ●             |                  |           | ●                    | ●               |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Cortisol                          |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| CREA (Kreatinin)                  |              | ●              |                               |                         |               |                  |           | ●                    | ●               |                  |                     |         | ●               |                    |                  |                             |                      |
| CRP (C-reaktives Protein)         |              |                | ●                             |                         |               |                  |           | ●                    | ●               | ●                |                     |         | ●               |                    |                  |                             |                      |
| CRP-hs (hochsensitives CRP)       |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      | ●               |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| D-Dimer                           |              |                | ●                             | ●                       |               |                  |           |                      | ●               |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| D-Dimer Neo                       |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Erythrozyten (Ery / RBC)          |              | ●              |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  | ●                           |                      |
| Etanercept                        |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Ferritin (FT)                     |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      | ●               |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Flu A+B                           |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Free Anti-Adalimumab              |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |

| Parameter                                  | Gerätesystem | System UC-1000 | AFIAS-1 / 3 / 6 Analysesystem | Quidel Triage® MeterPro | OPTI® CCA-TS2 | Super GL compact | Super GL2 | FUJII DRI-CHEM NX600 | Piccolo Xpress® | Eurolyser CUBE-S | FUJII DRI-CHEM NX10 | Sofia 2 | SimplexTAS™ 101 | HemoCue® HbA1c 501 | HemoCue® Hb 801+ | Systeme pochH-100i / XQ-320 | VHC Vitamin-D Reader |
|--|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------|----------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|
| Free Anti-Bevacizumab                      |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Free Anti-Etanercept                       |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Free Anti-Golimumab                        |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Free Anti-Infliximab                       |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Free Anti-Rituximab                        |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Free T4                                    |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Free Anti-Trastuzumab                      |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Free Anti-Ustekinumab                      |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Free Anti-Vedolizumab                      |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| FSH  |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Gesamt Eiweiß TP (GE)                      |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      | ●               | ●                |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| GGT (Gamma-Glutamyl-Transferase)           |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      | ●               | ●                |                     |         |                 | ●                  |                  |                             |                      |
| Glucose (GLU)                              |              | ●              |                               |                         |               | ●                | ●         | ●                    | ●               |                  |                     |         |                 | ●                  |                  |                             |                      |
| Golimumab                                  |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| GOT/AST (Aspartat-Aminotransferase)        |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      | ●               | ●                |                     |         |                 | ●                  |                  |                             |                      |
| GPT / ALT (Alanin-Aminotransferase)        |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      | ●               | ●                |                     |         |                 | ●                  |                  |                             |                      |
| Hämatokrit* (HCT)                          |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    | ●                | ●                           |                      |
| Hämoglobin, gesamt (tHB)                   |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 | ●                  | ●                | ●                           |                      |
| Harnsäure (HS / UA (uric acid))            |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      | ●               | ●                |                     |         |                 | ●                  |                  |                             |                      |
| Harnstoff-Stickstoff (BUN)                 |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      | ●               | ●                |                     |         |                 | ●                  |                  |                             |                      |
| HbA1c                                      |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      |                 | ●                |                     |         |                 | ●                  | ●                |                             |                      |
| HbA1c NEO                                  |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (Bikarbonat) |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| High-Density-Lipoprotein (HDL-C)           |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      | ●               | ●                |                     |         |                 | ●                  |                  |                             |                      |
| hsCRP                                      |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| non HDL*                                   |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      | ●               | ●                |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| iFOB                                       |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  | ●                   |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| IL-6                                       |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Infliximab                                 |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Influenza A+B                              |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         | ●               |                    |                  |                             |                      |
| INR (Prothrombinzeit)                      |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  | ●                   |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Ionisiertes Calcium (Ca <sup>++</sup> )    |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| K <sup>+</sup> (Kalium)                    |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Keton                                      |              | ●              |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Kokain                                     |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Laktat                                     |              |                |                               |                         |               |                  | ●         | ●                    |                 | ●                |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| LDH (Laktat-Dehydrogenase)                 |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      | ●               | ●                |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| LDL* (Low-Density-Lipoprotein)             |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      | ●               | ●                |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Leucin-Aminopeptidase (LAP)                |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      | ●               |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |
| Leukozyten (LEU)                           |              | ●              |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             | ●                    |
| LH   |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                             |                      |

# POCT-Systeme und Parameterübersicht

| Parameter  | Gerätesystem | Sysmex UC-1000 | AFIAS-1 / 3 / 6 Analysesystem | Quidel Triage® MeterPro | OPTI® CCA-TS2 | Super GL compact | Super GL2 | FUJII DRI-CHEM NX600 | Piccolo Xpress® | Eurolyser CUBE-S | FUJII DRI-CHEM NX10 | Sofia 2 | SimplexTAS™ 101 | HemoCue® HbA1c 501 | HemoCue® Hb 801+ | Sysmex pocH-100i / XQ-320 | VHC Vitamin-D Reader |
|--|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------|----------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| Lipase (LIP)   |              |                |                               |                         |               |                  |           | ●                    |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Lymphozyten (WBC)  |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           | ●                    |
| MAU  |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Methadon   |              |                |                               | ●                       |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Mikroalbumin   |              | ●              |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Mg <sup>++</sup> (Magnesium)                               |              |                |                               |                         |               |                  |           | ●                    | ●               |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| MxA / CRP  |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| MXD (#,%) (Summe aus: Basophilen, Eosinophilen, Monozyten) |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           | ●                    |
| Myoglobin  |              |                |                               | ●                       |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Myoglobin Neo  |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Na <sup>+</sup> (Natrium)                                  |              |                |                               |                         | ●             |                  |           | ●                    | ●               |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Neutrophile  |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           | ●                    |
| NH <sub>3</sub> (Ammoniak)                                 |              |                |                               |                         |               |                  |           | ●                    |                 |                  | ●                   |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Nitrit   |              | ●              |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| NT-proBNP (N-terminales Pro Brain Natriuretic Peptide)     |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| NORO   |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Opiate   |              |                |                               | ●                       |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Paracetamol  |              |                |                               | ●                       |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| pCO <sub>2</sub> (Kohlendioxid-Partialdruck)               |              |                |                               |                         | ●             |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| PCT (Procalcitonin)  |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| PCT Plus   |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| PCT Plus G   |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| PCT X  |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Phencyclidin   |              |                |                               | ●                       |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Phosphat   |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  | ●                   |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Phosphat, anorganisch (IP)                                 |              |                |                               |                         |               |                  |           | ●                    |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| S.Pneumoniae   |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         | ●               |                    |                  |                           |                      |
| pH-Wert  |              | ●              |                               |                         | ●             |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| PRL  |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Progesterone   |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| pO <sub>2</sub> (Sauerstoffpartialdruck)                   |              |                |                               |                         | ●             |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Protein (PRO)  |              | ●              |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Protein/Kreatinin-Quotient                                 |              | ●              |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| PSA Plus Test  |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Rituximab  |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| ROTA   |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Rota/Adeno   |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |

| Parameter                              | Gerätesystem | Sysmex UC-1000 | AFIAS-1 / 3 / 6 Analysesystem | Quidel Triage® MeterPro | OPTI® CCA-TS2 | Super GL compact | Super GL2 | FUJII DRI-CHEM NX600 | Piccolo Xpress® | Eurolyser CUBE-S | FUJII DRI-CHEM NX10 | Sofia 2 | SimplexTAS™ 101 | HemoCue® HbA1c 501 | HemoCue® Hb 801+ | Sysmex pocH-100i / XQ-320 | VHC Vitamin-D Reader |
|--|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------|----------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| SO <sub>2</sub> (Sauerstoffsättigung)  |              |                |                               |                         | ●             |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| spezifisches Gewicht (sG)              |              | ●              |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| ST2                                    |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Strep A*                               |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     | ●       |                 |                    |                  |                           |                      |
| Testosterone                           |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Thrombozyten (PLT)                     |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           | ●                    |
| Tn-I Plus                              |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Total Anti-Infliximab                  |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Total IgE                              |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Total βhCG                             |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Trastuzumab                            |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Triglyzeride (TG)                      |              |                |                               |                         |               |                  |           | ●                    | ●               |                  |                     |         |                 | ●                  |                  |                           |                      |
| Trizyklische Antidepressiva (TZA)      |              |                |                               | ●                       |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Troponin I (Trop I)                    |              |                | ●                             | ●                       |               |                  |           |                      |                 |                  | ●                   |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Troponin I -hs (hochsensitives Trop I) |              |                | ●                             | ●                       |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Troponin T                             |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| TSH (Thyreoidea-Stimulierendes Hormon) |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| TSH Plus                               |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| T3                                     |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| T4                                     |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Urobilinogen (URO)                     |              | ●              |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Ustekinumab                            |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Vedolizumab                            |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| VHDL*                                  |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  | ●                   |         |                 |                    |                  |                           |                      |
| Vitamin D (25-Hydroxy)                 |              |                |                               |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           | ●                    |
| Vitamin D Neo                          |              |                | ●                             |                         |               |                  |           |                      |                 |                  |                     |         |                 |                    |                  |                           |                      |

\* berechnet

# Schnelltestübersicht

## Urindiagnostik

| Artikel-Nr.     | Artikelbeschreibung   | VPE     |
|-----------------|---|---------|
| AN264327        | <b>Sysmex MEDITAPE UC-10S*</b><br>Teststreifen zur semi-quantitativen Bestimmung von:<br>pH, SG, GLU, PRO, BLD, URO, KET, BIL, NIT, LEU           | 1 × 100 |
| AT680730        | <b>Sysmex MEDITAPE UC-12S*</b><br>Teststreifen zur semi-quantitativen Bestimmung von:<br>pH, SG, GLU, PRO, BLD, URO, KET, BIL, NIT, LEU, CRE, ALB | 1 × 100 |
| DO-301-0001     | <b>Doasense DOAC Dipstick**</b><br>Teststreifen zum einfachen DOAC-Nachweis im Urin   | 1 × 12  |
| HI-309-34651221 | <b>Hitado Microalbumin</b><br>Teststreifen zur semi-quantitativen Bestimmung von Albumin im Urin  | 1 × 25  |

\* ALB/CRE-Quotient & PRO/CRE-Quotient nur in Kombination mit dem UC-1000.  
\*\* Optional mit dem DOASENSE Reader zur standardisierten Auslesung (Blutungsrisiken).

## Fertilitätsdiagnostik

| Artikel-Nr.     | Artikelbeschreibung  | VPE    |
|-----------------|--|--------|
| HI-307-35300601 | <b>Hitado hCG combo Testkassetten</b><br>Testkassetten zum qualitativen Nachweis von hCG in Urin- und Serumproben            | 1 × 25 |
| 20110           | <b>Quidel QuickVue® hCG combo</b><br>Teststreifen zum qualitativen Nachweis von hCG in Urin- und Serumproben                 | 1 × 50 |
| 20109           | <b>Quidel QuickVue® hCG urine</b><br>Teststreifen zum qualitativen Nachweis von hCG in Urinproben                            | 1 × 25 |
| 00178           | <b>Quidel QuickVue® +hCG Combo</b><br>Teststreifen zum qualitativen Nachweis von sehr niedrigem hCG in Urin- und Serumproben | 1 × 30 |
| 00179           | <b>Quidel QuickVue® +hCG Combo</b><br>Teststreifen zum qualitativen Nachweis von sehr niedrigem hCG in Urin- und Serumproben | 1 × 90 |

## Stoffwechseldiagnostik

| Artikel-Nr.     | Artikelbeschreibung   | VPE    |
|-----------------|---|--------|
| HI-307-35300601 | <b>Sysmex VHC Vitamin-D Test*</b><br>Schnelltest zur quantitativen Bestimmung des gesamt 25-Hydroxy-Vitamin D | 1 × 25 |

\* Bitte beachten Sie, dass dieser Schnelltest nur in Kombination mit dem VHC-Reader zu verwenden ist.

## Tumordiagnostik

| Artikel-Nr.     | Artikelbeschreibung  | VPE    |
|-----------------|--|--------|
| HI-308-37050601 | <b>Hitado BTastat®</b><br>Schnelltest zum Nachweis des Blasen-tumor-Antigens im Urin mit Hilfe monoklonaler Antikörper | 1 × 10 |

## Drogenscreening

| Artikel-Nr.     | Artikelbeschreibung   | VPE    |
|-----------------|---|--------|
| HI-302-32496601 | <b>Hitado Multi 10A</b><br>Schnelltestpanel für den qualitativen Nachweis von<br>BZD, COC, MET, THC, OPI, AMP, BAR, MOP, PCP, TCA in Urinproben | 1 × 10 |

## Infektionsdiagnostik

| Artikel-Nr.     | Artikelbeschreibung   | VPE    |
|-----------------|---|--------|
| HI-303-37002723 | <b>Hitado CRP 10-60</b><br>Schnelltest für den semi-quantitativen Nachweis von CRP  | 1 × 10 |
| HI-303-34730601 | <b>Hitado StrepA</b><br>Schnelltest zum Nachweis von Streptokokken-Antigenen der Gruppe A in Rachenabstrichproben                               | 1 × 20 |
| 00343           | <b>Quidel QuickVue® Inline StrepA</b><br>Schnelltest zum Nachweis von Streptokokken-Antigenen der Gruppe A                                      | 1 × 25 |
| 20125           | <b>Quidel QuickVue® StrepA Dipstick</b><br>Schnelltest zum Nachweis von Streptokokken der Gruppe A in Rachenabstrichproben                      | 1 × 25 |
| 20108           | <b>Quidel QuickVue® StrepA Dipstick</b><br>Schnelltest zum Nachweis des Streptokokken Gruppe A in Rachenabstrichproben                          | 1 × 50 |
| 20122           | <b>Quidel QuickVue®+ StrepA Test</b><br>Schnelltest für den Nachweis von Streptokokken-Antigenen der Gruppe A im Rachenabstrich                 | 1 × 25 |
| 20183           | <b>Quidel QuickVue® Influenza A+B Test</b><br>Schnelltest zum Nachweis von Influenza Typ A und Typ B  | 1 × 25 |
| 0B006           | <b>Quidel QuickVue® Chlamydia</b><br>Schnelltest zum qualitativen Nachweis von Chlamydien   | 1 × 25 |
| 20222           | <b>Quidel QuickVue® RSV10</b><br>Testimmunologischer Schnelltest zum qualitativen Nachweis des RSV-Antigens                                     | 1 × 25 |
| 20193           | <b>Quidel QuickVue® RSV</b><br>Immunologischer Schnelltest zum schnellen Nachweis des RSV-Antigens  | 1 × 20 |
| 20121           | <b>Quidel QuickVue® Mononucleosis</b><br>Schnelltest zum Nachweis heterophile IgM-Antikörper mittels Serum, Plasma und Vollblut                 | 1 × 20 |
| 0W009           | <b>Quidel QuickVue® H. Pylori</b><br>Schnelltest zum Nachweis spezifischer IgG-Antikörper gegen Helicobacter mittels Serum, Plasma und Vollblut | 1 × 10 |
| 0W010           | <b>Quidel QuickVue® H. Pylori</b><br>Schnelltest zum Nachweis spezifischer IgG-Antikörper gegen Helicobacter mittels Serum, Plasma und Vollblut | 1 × 30 |
| 20396IN         | <b>Quidel QuickVue® SARS Antigen Test</b><br>Schnelltest zum qualitativen Nachweis des SARS-Antigens in Nasenabstrichproben                     | 1 × 25 |

## Stuhldiagnostik

| Artikel-Nr.     | Artikelbeschreibung  | VPE    |
|-----------------|--|--------|
| 20196           | <b>Qu Quidel QuickVue® ickVue iFOB</b><br>Stuhltest zum qualitativen Nachweis von menschlichem Hämoglobin in Stuhlproben | 1 × 20 |
| HI-308-23895490 | <b>Hitadokkult II</b><br>Stuhltest zum qualitativen Nachweis von menschlichem Hämoglobin in Stuhlproben                  | 1 × 25 |
| HI-308-26063473 | <b>Hitado Hemohapto</b><br>Stuhltest zum qualitativen Nachweis von Hb sowie Hb-Haptoglobin-Komplex in Stuhlproben        | 1 × 20 |

Haben Sie Fragen?

Für weitere Informationen oder bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren:



[vertriebsinnendienst@sysmex.at](mailto:vertriebsinnendienst@sysmex.at)



+43 1 4861631-06

Vertrieb Österreich: Sysmex Austria GmbH · [www.sysmex.at](http://www.sysmex.at)

Hersteller AFIAS-1/-3/-6: Boditech Med Inc. · [www.boditech.co.kr](http://www.boditech.co.kr)

Hersteller HemoCue® HbA1c 501 und HemoCue® Hb 801: HemoCue AB · [www.hemocue.com](http://www.hemocue.com)

Hersteller Piccolo Xpress®: Abaxis · [www.abaxis.com](http://www.abaxis.com)

Hersteller Tascom Simplex TAS™ 101: Tascom · [www.tascom.org](http://www.tascom.org)

Hersteller Triage® MeterPro, Sofia 2 und QuickVue® Schnelltests: Quidel · [www.quidel.com](http://www.quidel.com)

Hersteller OPTI® CCA-TS2: OPTI Medical Systems · [www.optimedical.com](http://www.optimedical.com)

Hersteller FUJI DRI-CHEM NX600/NX10: FUJIFILM Corporation · [www.fujifilm.com](http://www.fujifilm.com)

Hersteller Super GL compact und Super GL2: Dr. Müller Gerätebau GmbH · [www.dr-mueller-geraetebau.de](http://www.dr-mueller-geraetebau.de)

Hersteller CUBE-S: Eurolyser Diagnostica GmbH · [www.eurolyser.com](http://www.eurolyser.com)

Hersteller DOAC Dipstick: DOASENSE GmbH · [www.doasense.de](http://www.doasense.de)

Hersteller VHC Vitamin-D Reader: Jungbrunnen – Fountain of Youth GmbH · [www.vitality-health-check.com](http://www.vitality-health-check.com)

Hersteller BTastat® und Schnelltests: Hitado · [www.hitado.de](http://www.hitado.de)

Hersteller UC-1000, XQ-320, poch-100i, MEDITAPE und Schnelltests: Sysmex Corporation · [www.sysmex.co.jp](http://www.sysmex.co.jp)

Die für Ihre Region zuständige Sysmex Niederlassung finden Sie unter [www.sysmex-europe.com/contacts](http://www.sysmex-europe.com/contacts)